

Hygieneplan

WAS	WANN	WOMIT	WIE
Handdesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> •Unmittelbar nach Kontamination •nach Beenden der Arbeiten mit infektiösem Material 	3 ml Poly Alcohol (Spenderhebel zweimal drücken)	Hände einreiben bis sie trocken sind, <u>keine Wasserzugabe</u>
Handreinigung	erst Desinfektion, dann Reinigung	Manorapid	unter Wasserzugabe waschen
Hautschutz	bei Bedarf	Mucaderma	Auftragen und verreiben
Arbeitsflächen	unmittelbar nach Kontamination mit infektiösem Material	Gigasept AF	Größere Flüssigkeitsmengen mit Zellstoff aufnehmen, Zellstoff anschließend autoklavieren. Den Bereich großflächig mit einem mit 4 %iger Gigasept AF Lösung getränktem Zellstofftuch abwischen.
	Täglich, nach Beendigung der Arbeiten mit infektiösem Material	Gigasept AF	Wischwasser mit der vom Hersteller empfohlenen Konzentration.
Fußböden	unmittelbar nach Kontamination mit infektiösem Material	Gigasept AF	siehe Arbeitsflächen
	einmal wöchentlich	Gigasept AF	siehe Arbeitsflächen
Geräte und Mobiliar	unmittelbar nach Kontamination mit infektiösem Material	Gigasept AF	siehe Arbeitsflächen
kontaminierte Abfälle	vor Entsorgung	Autoklav	Sammeln in Autoklavierbeuteln, mindestens 2 mal wöchentlich autoklavieren.
spitze oder scharfkantige kontaminierte Abfälle	vor Entsorgung	Autoklav	Sammeln in einem festen Gefäß, mindestens 2 mal wöchentlich autoklavieren.
kontaminierte Glaspipetten oder Instrumente	nach Benutzung	Gigasept AF	Pipetten durch Aufsaugen von 4 %iger Gigasept AF Lösung spülen, Instrumente in lösung einlegen bzw. mit getränktem Zellstoff abwischen.
Schutzkittel	nach Kontamination mit infektiösem Material	Autoklav	fraktioniertes Vakuumverfahren: 121°C, 2,1 bar, 15 min
	wöchentlich	Wäscherei	Sammeln in geschlossener Box, desinfizierendes Waschverfahren